



EXCEL-MEDICAL INC.

Instructions générales

2019-06-25

Manuel d'instruction de la contention pelvienne Oxyliam

1. Doit être installée sur des fauteuils gériatriques et des fauteuils roulants.
2. Doit s'assurer que le matériel est en bon état (ceinture et clip)

Type de clientèle visé

- 1- Après une évaluation d'un professionnel, un usager qui ne peut se lever seul.
- 2- Usager en perte d'autonomie.
- 3- Usager qui glisse dans son fauteuil gériatrique et/ou fauteuil roulant.
- 4- Usager à risque de chute.
- 5- Usager ayant une incapacité cognitive lorsqu'il doit suivre des consignes. (Par exemple, oublie qu'il ne peut pas se lever)

Étapes d'installation

1. Vérifier que la grandeur est adéquate pour l'usager (voir la charte ci-bas).
2. Installer la ceinture pelvienne sur le fauteuil gériatrique ou fauteuil roulant.
3. Mettre la ceinture de façon à ce que le tissu gris se retrouve directement sur le fauteuil et que le professionnel voit le tissu noir.
4. Passer les 2 sangles derrière
 - a. Soit en le passant sur le côté de la chaise.
 - b. Soit en le passant entre les "lattes" du fauteuil.
5. Demander à l'usager de s'asseoir.
6. Lever les jambes de l'usager pour amener les sangles au centre.
7. Positionner la bande abdominale à la bonne hauteur pour cet usager.(au niveau de l'abdomen).
8. Passer les "clips" en plastique sur le côté de la chaise.
9. Attacher les "clips" ainsi que les attaches derrière le fauteuil.
10. Ajuster la ceinture en utilisant les attaches prévues.
11. Valider que la ceinture abdominale n'a pas bougée (hauteur)
12. Tester avec l'usager que la ceinture est bien installée :
 - a. L'usager ne peut glisser vers le bas et tomber de son fauteuil.
 - b. L'usager ne peut se lever complètement de son fauteuil.

Charte de grandeur des ceintures

Grandeur	Recommandation grandeur du tour de taille
Small	Entre 60-85 cm
Médium	Entre 80-100 cm
Large	Entre 90-120 cm

Recommandation pour le nettoyage :

****Ne pas utiliser de l'eau de javel ainsi qu'un fer pour le nettoyage****

Excel Médical inc.

(514) 990-5196 # 1
370 Boulevard Nobert #130, Longueuil
QC J4J 2Z3 Canada

www.excelmedical.ca
info@excelmedical.ca