

Moniteur SMART 433-EC

Étape pour effectuer une programmation efficace :

1. S'assurer que le commutateur du transmetteur sans fil des bandes sensorielles est à OFF.
2. Insérer 3 piles C, 1.5V dans le moniteur.
3. Mettre le bouton sur le côté à CHIMP.
4. Presser sur la touche PROGRAM derrière jusqu'à temps que les lumières flashes et ensuite, soient fixes.
5. Mettre le commutateur du transmetteur sans fil des bandes sensorielles à ON du PAD 1.
6. Le voyant lumineux du PAD 1 est allumé.
7. Presser sur la touche PROGRAM derrière jusqu'à temps que les lumières flashes et s'éteignent.
8. Mettre le bouton sur le côté à OFF.
9. Remettre le bouton à CHIMP (bruit sonore) ou VIBRE (vibration).
10. Tester le PAD 1 en appuyant 3 secondes et relâcher, mettre le bouton sur le côté à OFF.
11. Reproduire la même programmation pour chacun des items ajoutés. Possibilité d'avoir jusqu'à 6 items connectés.

