

Ceinture verticalisateur

LIA30XX



Fiche technique

Code de produit	LIA3010 - Ceinture XXS/XS LIA3020 - Ceinture S/M LIA3030 - Ceinture L/XL
Dimensions	XXS/XS: 32" - 38" / 81 - 96 cm S/M : 36" - 42" / 91 - 106 cm L/XL : 40" - 48" / 101 - 121 cm
Matériaux	Externes : Nylon PU Internes : Polyéthylène Garniture : Polypropylène
Autres caractéristiques	- Ganse glissante amovible - Attache boucle en plastique
Assemblage requis	Non
Nettoyage	Lavage : Laveuse eau froide Séchage : Sécheuse air froid
Provenance	Conçu et fabriqué au Québec

Utilisation recommandée :

Avec Verticalisateur Domilia LIA3000 :

- Personne avec tonus du tronc et des membres supérieurs
- Capable de se lever, mais difficulté à faire quelques pas
- Mise en charge sur les jambes et manque d'endurance en position debout
- À risque de chutes

Seule comme ceinture de transfert (avec ganse rouge retirée):

- Personne avec tonus du tronc et des membres supérieurs
- Capacité à se lever, mais difficulté à faire quelques pas sans support ou aide
- Bon maintien de l'équilibre debout
- Permet au soignant de fournir un plus grand support et une stabilité lors du transfert

Environnement propice à l'utilisation du produit :

- Soutien à domicile
- Centre d'hébergement
- Centre hospitalier
- Centre de réadaptation



Innové - Prévenir - Communiquer