

CEINTURE VERTICALISATEUR PELVIENNE – LIA30XX

	Code de produit	LIA3010 Ceinture avec ganse (S/M) LIA3110 Ceinture de marche (S/M) LIA3015 Ganse verticalisateur (S/M)
		LIA3030 Ceinture avec ganse (L/XL) LIA3130 Ceinture de marche (L/XL) LIA3035 Ganse verticalisateur (L/XL)
	Dimensions	S/M : 135-145 cm / 54" – 58" L/XL : 145-155 cm / 58" – 62"
	Matériaux	Externes : Nylon PU Internes : Polyéthylène Sangle pelvienne : 85% Polyester/15% Spandex Garniture : Polypropylène
	Autres caractéristiques	Ganse glissante amovible pour utilisation comme ceinture de marche
	Assemblage requis	Non
	Garantie	Garantie du fabricant – 1 an
	Provenance	Conçu et fabriqué au Québec

Utilisation recommandée :

Avec Verticalisateur Domilia LIA3000 :

- Personne avec tonus du tronc et des membres supérieurs
- Capable de se lever, mais difficulté à faire quelques pas
- Mise en charge sur les jambes et manque d'endurance en position debout
- À risque de chutes

Seule comme ceinture de marche :

- Personne avec tonus du tronc et des membres supérieurs
- Capacité à se lever, mais difficulté à faire quelques pas sans support ou aide
- Bon maintien de l'équilibre debout
- Permet au soignant de fournir un plus grand support et une stabilité lors de la marche

Environnement propice à l'utilisation du produit :

- Soutien à domicile
- Centre d'hébergement
- Centre hospitalier
- Centre de réadaptation

