

Verticalisateur LIA3000



Fiche technique

| | |
|-----------------------------|---|
| Code de produit | LIA3000 |
| Dimensions | - Base : Longueur : 24,5 po x Largeur : 23,5 po - Barre d'appui : H : 48 po : Largeur : 19 po - Profondeur : 15 po |
| Matériaux | - Base et barre d'appui : Acier - Appuis-jambes : Mousse |
| Autres caractéristiques | - Roues de 5 po avec freins intégrés - Appuis-jambes ajustables en hauteur et largeur - Base avec surface antidérapante |
| Poids du produit | 25 lbs |
| Assemblage requis | Oui – 1 étape simple |
| Garantie | Garantie du fabricant – 1 an |
| Capacité de charge maximale | 400 lbs |



Utilisation recommandée :

Verticalisateur seulement :

- Personne avec tonus du tronc et des membres supérieurs
- Capacité à se lever, mais difficulté à faire quelques pas
- Bon maintien de l'équilibre debout

Verticalisateur avec ceinture verticalisateur pelvienne :

- Personne avec tonus du tronc et des membres supérieurs
- Capable de se lever, mais difficulté à faire quelques pas
- Mise en charge sur les jambes et manque d'endurance en position debout
- À risque de chutes

Environnement propice à l'utilisation du produit :

- Soutien à domicile
- Centre d'hébergement
- Centre hospitalier
- Centre de réadaptation



Innové - Prévenir - Communiquer