



Verticalisateur

LIA3000

Avoir un impact favorable pour alléger le rôle des préposés et des aidants dans les centres de soins et les domiciles, tout en favorisant le maintien de mobilité des bénéficiaires.

Facilite les transferts et permet de pivoter sans efforts

- Appuis jambes ajustables en hauteur et largeur
- Barre horizontale pour faciliter les déplacements
- Plusieurs prises de support et barre latérale pour aider le bénéficiaire

Simple à utiliser et facilement transportable

- Facilement adaptable à chaque besoin et environnement de vie
- Assemblage rapide et compacte
- Pèse seulement 25 lbs

Robuste, durable et sécuritaire

- Base antidérapante
- Frein intégré dans la roue
- Capacité de charge de 400 lbs

* Livraison rapide : 3-5 jours ouvrables à travers le Québec



Produit connexe - Ceinture pelvienne pour verticalisateur

LIA3010 - S/M : taille 135-145 cm / 54 po - 58 po
LIA3030 - L/XL : taille 145-155 cm / 58 po - 62 po