


# Verticalisateur

## LIA3000



### Fiche technique

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de produit             | LIA3000                                                                                                                       |
| Dimensions                  | - Base : Longueur : 24,5 po x Largeur : 23,5 po<br>- Barre d'appui : H : 48 po : Largeur : 19 po<br>- Profondeur : 15 po      |
| Matériaux                   | - Base et barre d'appui : Acier<br>- Appuis-jambes : Mousse                                                                   |
| Autres caractéristiques     | - Roues de 5 po avec freins intégrés<br>- Appuis-jambes ajustables en hauteur et largeur<br>- Base avec surface antidérapante |
| Poids du produit            | 45 lbs, Base: 25 lbs Barre d'appui: 20 lbs                                                                                    |
| Assemblage requis           | Oui – 1 étape simple                                                                                                          |
| Garantie                    | Garantie du fabricant – 1 an                                                                                                  |
| Capacité de charge maximale | 400 lbs                                                                                                                       |



#### Utilisation recommandée :

##### Verticalisateur seulement :

- Personne avec tonus du tronc et des membres supérieurs
- Capacité à se lever, mais difficulté à faire quelques pas
- Bon maintien de l'équilibre debout

##### Verticalisateur avec ceinture verticalisateur pelvienne :

- Personne avec tonus du tronc et des membres supérieurs
- Capable de se lever, mais difficulté à faire quelques pas
- Mise en charge sur les jambes et manque d'endurance en position debout
- À risque de chutes

#### Environnement propice à l'utilisation du produit :

- Soutien à domicile
- Centre d'hébergement
- Centre hospitalier
- Centre de réadaptation



Innové - Prévenir - Communiquer