



Ref : LIA5000 – Botte prévention de plaies

Marque : **Domilia**

Description produit :

- Permet un contrôle de l'humidité
- Élimine la création des bactéries créant des odeurs
- Peut être utilisé pour le pied droit ou gauche
- Fabriqué à Sherbrooke, Québec

Caractéristiques produit :

- Grandeur (circonférence du mollet):
  - Petit : 8" à 13" / 20 cm à 33 cm
  - Moyen : 12" à 17" / 30.5 cm à 48cm
  - Grande : 16" à 21" / 40.5 cm à 53.5 cm
- Couleurs : Noir
- Composition :
  - Extérieur : 100% polyester enduit PVC
  - Remplissage : 100% polyester
  - Doublure : 100% polyester
  - Semelle : 100 % Nylon enduit PVC
  - Garniture non comprise
  - Entretien :
    - **Lavage** : Lavage à l'eau d'une température maximale de 40 °C dans une laveuse domestique ou commerciale; cycle délicat.
    - **Séchage** : Séchage par culbutage à basse température (maximum de 55 °C); cycle délicat.
    - **Blanchiment** : Ne pas utiliser d'agent de blanchiment
- Garantie du fabricant d'un an