

Encore

Confort, fonctionnalité et style

MOBILITÉ
BRODA[®]



Modèle illustré avec dossier bas, appuie-tête, roues mags et butées de soutien latéral (offerts en option).



Nouvelle conception avec butées ajustables.



L'inclinaison du siège avec pivot avant permet aux patients de maintenir une assise adéquate pour l'autopropulsion.



Le mouvement berçant crée un sentiment de calme et d'apaisement.

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Améliore la qualité de vie et l'interaction avec l'environnement.
- Permet au patient de se déplacer facilement et de manœuvrer de façon sécuritaire.
- Réduit les risques de blessures et de chutes en assurant un positionnement et un soutien stables.



La technologie Comfort Tension Seating[®] procure un soutien accru et améliore le confort en position assise.


**Encore plus de confort, de
fonctionnalité et de style.**

SPÉCIFICATIONS

Inclinaison - Ajustable à toutes positions	Berçant : jusqu'à 33° (avec bercement) Standard : jusqu'à 25°
Capacité de poids	Berçant : jusqu'à 250 lb / 158 kg Standard : jusqu'à 350 lb / 114 kg
Largeur du siège	Berçant : 16", 18", 20" ou 22" (40 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm) Standard : 16", 18", 20", 22", 24", 26", ou 28" (40 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm, 61 cm, 66 cm, 71 cm)
Profondeur du siège	Berçant : 15,5", 17", 18,5" ou 20" (39 cm, 43 cm, 46 cm, 50 cm) Standard : 17", 18,5", 20" (43 cm, 46 cm, 50 cm)
Hauteur du dossier	22", 32", 33,5" ou 35" (55 cm, 81 cm, 85 cm, 89 cm)
Hauteur du siège	Berçant : Ajustable de 14" à 19" Standard : Ajustable de 12,5" à 17,5"
Roulettes	Avant 5" (12,5 cm), autobloquantes à toutes positions Arrière 5" (12,5 cm) fixes
Roues mags	20" ou 22" avant (50 cm ou 55 cm)
Garantie sur l'armature	10 ans sur armature en acier tubulaire de calibre 16
Siège et dossier réducteurs de pression	Intégré avec le système Comfort Tension Seating®
Rembourrage standard*	Tête, épaules, coussins latéraux inférieurs, siège et dossier avec recouvrement

*Le dossier de 22" ne comprend pas les coussins pour la tête et les épaules

OPTIONS DE REMBOURRAGE



OPTIONS D'ARMATURE



Autres accessoires offerts : repose-pieds, ensembles de coussins spécialisés, plateaux et ceintures de positionnement