

Objet : Moniteur TL-2100G

Caractéristiques du moniteur sans fil :

1. Moniteur sans fil permettant une distance entre la bande et le moniteur de 30 pieds ;
2. Permet de connecter deux items sans fil soit une bande sensorielle au lit et une bande sensorielle au fauteuil ;
3. Indique quelle bande est activée selon le témoin lumineux (pad 1 ou pad 2)
4. Permet de connecter un item avec fil et un item sans fil ;
5. Permet de connecter facilement le moniteur au poste infirmier ;
6. Permet de n'avoir aucun son dans la chambre ce qui réduit l'anxiété du patient ;
7. Possibilité de modifier le volume du moniteur ;
8. Possibilité de connecter un adaptateur mural ;
9. Permet de voir quand les batteries sont faibles ;
10. Programmation très facile à réaliser ;
11. Permet de verrouiller le moniteur afin que le patient ne puisse arrêter lui-même le moniteur ;
12. Garantie d'un an.

**Équipe Medical
Représentante technique**

Excel Médical inc.

(514) 990-5196
370 Boulevard Nibert #130, Longueuil
QC J4J 2Z3 Canada

www.excelmedical.ca
info@excelmedical.ca