


Excel Médical 2018

Aperçu de nos produits



Oxyliam

Oxyliam propose des produits spécialisés pour les personnes à mobilité réduite ou en perte d'autonomie. La qualité de ses produits, l'innovation aux services de ses clients et l'accessibilité de ses prix sont au coeur des valeurs de la marque.

Pour voir tous les produits Oxyliam :

www.excelmedical.ca/oxyliam.html





Ceinture de mobilité pour verticalisateur : LIAM30XX

- Pour aider le bénéficiaire à se lever et s'asseoir en offrant une meilleure stabilité lors du transfert
- Peut aussi être utilisé pour favoriser la marche et les déplacements
- La ceinture peut être autant portée par le bénéficiaire que par le professionnel de la santé

SKU

LIAM3010

LIAM3020

LIAM3030



Système de contention : LIAM2XXX

- Assurer un maximum de sécurité pour le patient et le soignant
- Différent niveau de contention selon le besoin
- Offre une liberté de mouvement, avec une grande manoeuvre dans la fixation, permettant ainsi une certaine mobilité

SKU

LIAM2110/20/30

LIAM2010/20/30

LIAM2001/02

LIAM20 (...)



Culotte de chute : LIAM40

- Pour protéger les personnes à risque de chutes contre les blessures aux hanches
- Grandeur de la coquille permet de couvrir une grande superficie autour du trochanter
- Fabriqué de Mousse de polyéthylène réticulé, bon isolant thermique et faible absorption d'eau. Se lave sans avoir à retirer la coquille.

SKU

LIAM4010

LIAM4020

LIAM4030

LIAM4040

Médi-toile

Fabricant Québécois depuis 1994: le seul fabricant Canadien spécialiste de la toile de transfert sur mesure pour toutes les marques d'appareils de lève-personne.

Pour voir tous les produits Médi-toile :
www.excelmedical.ca/meditoile.html





Toile Double-cuissard : 3624

- Pour une position semi-assise ou semi-inclinée et profilé pour rester en place
- Très versatile offrant trois positions possibles au niveau des jambes soit séparée, croisée ou hamac
- Fabriqué de 100% polyester filet et est antibactérien

SKU

3624



Toile Hamac : 610

- Pour les transferts inclinés et conçu pour être laissé sous le bénéficiaire
- Convient aux personnes amputées
- Fabriqué de 100% polyester filet et est antibactérien

SKU

610



Chaise de bain : 100 / 100AJ

- Pour les bénéficiaires nécessitant un support postural supplémentaire lors du bain
- Toile en mailles de polymère conçue pour être immergée dans l'eau
- Cadre en aluminium ¾ PO recouvert d'époxy

SKU

100

100AJ

Smart Caregiver

Smart Caregiver Corporation est un nom de confiance et un pionnier de l'industrie en matière de solutions anti-fugue et de prévention des chutes depuis plus de 20 ans. Chacun de nos systèmes doit subir des tests rigoureux et dépassent les normes de l'industrie en matière de qualité et de fiabilité.

Pour voir tous les produits Smart Caregiver :
www.excelmedical.ca/smartcaregiver.html





Moniteur de chute : TI-2100G

- Élimine le bruit à l'intérieur de la chambre et le volume est ajustable
- Surveiller jusqu'à deux composants en même temps
- Comprend la clé brevetée de l'aidant naturel TamperProof - Seul l'aidant peut désactiver le moniteur

SKU

TL 2100G



Bande sensorielle pour fauteuil : GCT-WI

- Élimine le bruit à l'intérieur de la chambre
- Aucun fil et peut être déplacé
- Fonctionne avec tous les moniteurs sans fil Smart

SKU

GCT-WI



Capteur de mouvement et pagette : TL5102MP

- Facile à mettre en place, simplement insérez les piles et est prêt à l'emploi
- L'alarme peut être placée au lit ou à la porte pour surveiller les activités des résidents
- Pagette compacte et légère avec signal sans fil jusqu'à 300 pieds

SKU

TL5102MP

Stanley healthcare

STANLEY Healthcare est un leader reconnu dans les solutions de visibilité et d'analyse qui transforment la sécurité, la sûreté et l'efficacité opérationnelle pour les centres de personnes âgées, les hôpitaux et les réseaux de santé. Leurs solutions permettent aux clients d'atteindre l'excellence organisationnelle et des soins supérieurs.

Pour voir tous les produits Stanley healthcare :

www.excelmedical.ca/stanley.html

STANLEY[®]
Healthcare



Moniteur de chute : TABS LTC 25022

- Option d'alarme silencieuse
- Intégration facile aux systèmes d'appel infirmier et au système d'appel sans fil Arial
- Système à cordelette

SKU

TABS LTC 25022



Bande sensorielle pour lit : TABS 26100

- Réduit les risques de chutes sans contention
- Adapté pour les moniteurs TABS
- Dimension : 10.0" x 30.0" x 0.15" (25.4 cm x 76.2 cm x 0.38 cm)

SKU

TABS 26100



Moniteur infrarouge : 91170

- Peut être relié au système de cloche d'appel (en option)
- Peut être installé dans un cadre de porte ou au lit (support de lit en option)
- Utilise un pile de 9 volts et peut aussi se brancher au système de courant électrique (adaptateur en option)

SKU

91170

Comfortex

Comfortex a été fondé en sachant qu'elle serait en concurrence dans une industrie d'immenses entreprises et ils desservent maintenant le secteur de la santé depuis plus de 25 ans. Ils sont maintenant l'un des principaux fabricants de matelas à redistribution de pression et de conception de prévention des blessures.

Pour voir tous les produits Comfortex :

www.excelmedical.ca






Tapis de chute - Landing Strip: C2007 et C2008

- Aide à absorber le choc d'un patient qui tombe sur le sol
- Biseauté pour empêcher de trébucher et faciliter l'utilisation du fauteuil jusqu'au lit
- Couverture en vinyle robuste et stable, fixé pour offrir une plus grande distribution d'impact

SKU

C2007

C2008



Matelas decube : C2005 et C2005-1

- Réduction de pression à l'aide de cubes amovibles
- Plusieurs couches de polymère de qualités pour procurer du confort pendant plusieurs années
- Le support de périmètre ultra-ferme facilite des transferts plus sûrs et empêche l'effondrement du bord du lit.

SKU

C2005

C2005-1



Matelas Rest-Q : C2006

- Redistribution de la pression et prévention des blessures
- Support supplémentaire concentré sous les hanches offrant le bon mélange de confort et de soutien où la majorité du poids est concentré
- Le support de périmètre ultra-ferme facilite des transferts plus sûrs et plus sûrs et empêche l'effondrement du bord du lit et le piégeage du rail latéral

SKU

C2006

Pratiko

Pratiko est une entreprise québécoise qui a à coeur le développement de nouveaux produits et la création d'emplois manufacturiers ici chez-nous pour la génération actuelle et les générations à venir.

Pour voir tous les produits Pratiko :
www.excelmedical.ca/pratiko.html

PRATIKO
Fournisseur de solutions




Frein autobloquant pour fauteuil : PRA-U-CHBASE

- Blocage instantané dès que l'utilisateur se soulève du fauteuil
- Système de détection monté sous le siège et le disque de blocage monté aux roues
- S'installe sur la plupart des fauteuils

SKU

PRA-U-CHBASE



Cerceau pour fauteuil roulant profilé : PRA-CH-ANXX

- S'installe sur tous les modèles de fauteuils manuels
- Choix de couleurs, dureté et type d'assemblage
- Fabriqué d'uréthane offrant une durabilité supérieure
- Taille de 20" à 24"

SKU

PRA-CH-ANXX



Levier d'extension de frein manuel : PRA-P-CHEXT

- 2 modèles disponibles pour être compatibles avec la plupart des modèles de fauteuils
- 5 couleurs disponibles
- Fabriqué d'un plastique durable

SKU

PRA-P-CHEXT

Domilia

Un outil dédié aux personnes à mobilité réduite pour :

1. Déposer des offres d'emploi pour trouver des professionnels de maintien à domicile
2. Obtenir des soumissions pour vos produits spécialisés auprès de notre réseau de magasins partenaires






Trouver des professionnels de maintien à domicile

La plateforme Domilia vous permet de trouver des professionnels autonomes près de chez vous en quelques clics !


1. Déposez gratuitement une annonce en indiquant votre besoin
2. Notre équipe validera l'annonce en moins de 24h
3. Attendez d'être contacté par les professionnels et choisissez celui ou celle qui vous convient le mieux !



Obtenez des soumissions pour vos produits spécialisés

Demandez en quelques clics des soumissions pour vos produits spécialisés en parcourant nos nombreuses catégories !

Les boutiques partenaires vous enverront leurs soumissions une fois réception de votre demande et vous n'aurez qu'à choisir le plus avantageux !



Rendez-vous sur www.domilia.ca

Contact

 info@excelmedical.ca

 1-888-990-5196

 www.excelmedical.ca

