



**Médi-toile**  
Fabricant de toiles de transfert

---

---

---

## CHARTE DU POIDS APPROXIMATIF DU BÉNÉFICIAIRE

PETIT		MOYEN		GRAND		EXTRA GRAND	
Kilo	Lb	Kilo	Lb	Kilo	Lb	Kilo	Lb
30 à 55	65 à 120	50 à 75	110 à 165	70 à 110	155 à 240	105 à 150	231 à 330

GRANDEUR JUSQU'À	KILO	LB
2 EXTRA GRAND	190	420
3 EXTRA GRAND	230	510
4 EXTRA GRAND	270	600
5 EXTRA GRAND	315	690
6 EXTRA GRAND	360	800
7 EXTRA GRAND	445	980